

GRUPO DB

Grupo DB — Medicina Diagnóstica

GUIA DO USUÁRIO

Speed Teste DBSync

Tudo que você precisa saber para usar a plataforma de monitoramento de performance dos serviços digitais do Grupo DB.

ÍNDICE DO GUIA

1. O que é o Speed Teste DBSync?
2. Níveis de acesso
3. Como entrar no sistema
4. Dashboard — Visão Geral
5. Testes — Criando e executando testes
6. Grupos — Organizando testes
7. Agendamentos — Testes automáticos
8. Resultados — Histórico de execuções
9. Relatórios — Exportando dados
10. Usuários — Gerenciando pessoas (Admin)
11. Configurações e sessão
12. Perguntas frequentes

1 O que é o Speed Teste DBSync?

Entenda para que serve a ferramenta

O **Speed Teste DBSync** é uma plataforma interna do Grupo DB que permite monitorar a velocidade e disponibilidade dos serviços de integração utilizados nos sistemas de medicina diagnóstica.

Com ela você pode:

- 1 **Executar testes manuais** — enviar requisições para um serviço e medir o tempo de resposta na hora.
- 2 **Agendar testes automáticos** — programar a ferramenta para testar serviços em horários definidos, sem precisar estar presente.
- 3 **Visualizar o histórico** — consultar todos os testes realizados, com tempo de resposta, status e eventuais erros.
- 4 **Exportar relatórios** — baixar os resultados em Excel, PDF ou CSV para análises ou reuniões.



Os dados ficam salvos no próprio navegador (localStorage). Por isso, use sempre o mesmo computador e navegador para manter o histórico completo.

2 Níveis de Acesso

O que cada perfil pode fazer no sistema



Administrador

Acesso total: cria usuários, configura testes, agendamentos e visualiza tudo.



Operador

Cria e executa testes, vê resultados. Não gerencia usuários nem configurações.



Visualizador

Apenas consulta o Dashboard e o histórico de resultados. Não executa testes.

TABELA DE PERMISSÕES POR ÁREA

Área	Administrador	Operador	Visualizador
Dashboard	Sim	Sim	Sim

Área	Administrador	Operador	Visualizador
Testes (criar / executar)	Sim	Sim	Não
Grupos	Sim	Sim	Não
Agendamentos	Sim	Sim	Não
Resultados	Sim	Sim	Somente leitura
Relatórios / Exportação	Sim	Sim	Não
Gerenciar Usuários	Sim	Não	Não

3 Como entrar no sistema

Primeiro acesso e login

PRIMEIRO ACESSO (SISTEMA NOVO)

- 1 Ao abrir o sistema pela primeira vez, será exibida uma tela de **Criação do Administrador**. Isso acontece apenas uma vez.
- 2 Preencha o nome completo, o nome de usuário, o e-mail e uma senha. Guarde essas informações em local seguro.
- 3 Clique em **Criar Administrador**. O sistema entrará automaticamente.

LOGIN NORMAL

- 1 Abra o sistema no navegador. A tela de login será exibida.
- 2 Digite seu **usuário** e **senha** nos campos indicados.
- 3 Clique em **Entrar**. Se as credenciais estiverem corretas, o Dashboard será aberto.



A sessão expira automaticamente após **8 horas**. Você receberá um aviso 5 minutos antes e será redirecionado para o login.

4



Dashboard — Visão Geral

A primeira tela que você vê ao entrar

O Dashboard exibe um resumo de tudo que está acontecendo no sistema:

Indicador	O que significa
Testes	Quanto endpoints/serviços estão cadastrados para teste.
Grupos	Quanto grupos de testes existem.
Agendamentos	Quanto testes automáticos estão configurados.
Resultados	Total de execuções registradas no histórico.

Abaixo dos indicadores há **gráficos de desempenho**:

- 1 **Aba "Manuais"** — mostra o tempo de resposta de cada requisição da última execução manual e a distribuição de tempos em milissegundos.
- 2 **Aba "Agendados"** — mostra a performance dos agendamentos com filtros de 1h, 24h, 7 dias e 30 dias. Inclui a taxa de sucesso por endpoint.



Clique no botão **Atualizar** para recarregar os dados mais recentes sem sair da tela.

5



Testes — Criando e executando

Cadastre serviços e dispare testes de performance

O QUE É UM "TESTE"?

Um **Teste** representa um serviço digital (endpoint) que você quer monitorar. Cada teste tem um endereço (URL), uma operação específica e um modelo de mensagem para enviar.

CRIAR UM NOVO TESTE

- 1 Clique em **Testes** na barra lateral esquerda.
- 2 Clique no botão **Novo Teste** no canto superior direito.
- 3 Preencha o formulário:

Campo	O que preencher
Nome	Nome amigável para identificar o serviço (ex: "DBSYNC Produção")
URL	Endereço completo do serviço (fornecido pela equipe de TI)
SOAPAction	Identificador da operação (fornecido pela equipe de TI)
Grupo	Opcional — associe a um grupo existente
Cor	Cor para identificar visualmente este teste nos gráficos

- 4 Clique em **Salvar**. O teste aparece na lista de cards.

EXECUTAR UM TESTE MANUALMENTE

Na seção **Painel de Execução** (abaixo da lista de testes), você pode disparar uma bateria de requisições:

- 1 Selecione o **Teste** que deseja executar no menu suspenso.
- 2 Defina o número de **Requisições** (quantas vezes o serviço será chamado).
- 3 Defina a **Concorrência** — quantas requisições simultâneas serão enviadas (1 a 20). Comece com 1 se não tiver certeza.

- 4 Defina o **Timeout** em segundos (padrão: 120). Se o serviço não responder dentro desse tempo, a requisição é registrada como falha.
- 5 Clique em **Iniciar Teste**. A barra de progresso mostrará o andamento em tempo real.
- 6 Se precisar parar antes de terminar, clique em **Abortar**.



Cards de teste com o ícone  **vermelho** indicam que o campo SOAPAction não foi preenchido. Clique em **Editar** para corrigi-lo antes de testar.

6 Grupos — Organizando testes

Agrupe testes relacionados para facilitar agendamentos

Grupos permitem reunir vários testes sob um mesmo nome. Isso é útil para:

- 1 Organizar testes por **ambiente** (Produção, Homologação, Desenvolvimento).
- 2 Criar **agendamentos** que disparam automaticamente todos os testes de um grupo de uma vez.

CRIAR UM GRUPO

- 1 Clique em **Grupos** na barra lateral.
- 2 Clique em **Novo Grupo**, defina um nome e salve.
- 3 Ao criar ou editar um teste (aba Testes), selecione o grupo desejado no campo **Grupo**.

7 Agendamentos — Testes automáticos

Configure o sistema para testar sozinho, sem intervenção humana

Um **Agendamento** dispara testes automaticamente em intervalos definidos, dentro de uma janela de horário e nos dias da semana que você escolher.

CRIAR UM AGENDAMENTO

- 1 Clique em **Agendamentos** na barra lateral.
- 2 Clique em **Novo Agendamento**.
- 3 Preencha o formulário:

Campo	O que preencher
Nome	Nome para identificar o agendamento (ex: "Teste Diário PRD")
Tipo	"Recorrente" (sem data fim) ou "Por período" (define início e fim)
Dias da semana	Marque os dias em que o agendamento deve rodar
Horário de início / fim	Janela de horário do dia em que os testes podem rodar
Frequência	A cada quantos minutos um novo lote de testes deve ser disparado
Testes / Grupo	Selecione quais testes ou grupo serão executados
Requisições	Quantas requisições por teste a cada execução
Concorrência	Requisições simultâneas por execução

- 4 Clique em **Salvar**. O agendamento ficará ativo e será executado automaticamente.



Os agendamentos só funcionam enquanto o **navegador estiver aberto** com a aplicação carregada. Se fechar o navegador, os testes automáticos são pausados.



Você pode **pausar** ou **reativar** um agendamento a qualquer momento usando o botão na linha do agendamento na lista.

8



Resultados — Histórico de execuções

Consulte todos os testes já realizados

A aba **Resultados** exibe o histórico completo de todas as execuções. Para cada resultado, você verá:

Coluna	Significado
Teste	Nome do serviço que foi testado.
Status	Sucesso ou Falha — indica se o serviço respondeu corretamente.
Código HTTP	Código de resposta do servidor (200 = OK, 500 = erro no servidor, etc.).
Duração	Tempo que o serviço levou para responder, em milissegundos (ms).
Origem	"Manual" (você disparou), "Agendado" (automático) ou "Cenário".
Data/Hora	Quando a requisição foi executada.
Detalhe	Mensagem de erro, se houver falha.



O sistema mantém até **5.000 resultados**. Os mais antigos são removidos automaticamente quando esse limite é atingido.

9 Relatórios — Exportando dados

Baixe os resultados para análise ou apresentação

Na aba **Relatórios** você pode exportar os resultados em três formatos:

Formato	Ideal para
Excel (.xlsx)	Análises detalhadas, filtros e gráficos no Microsoft Excel.
PDF	Relatório resumido para apresentações ou arquivamento.
CSV	Integração com Power BI, Google Sheets ou outros sistemas de BI.

- 1 Clique em **Relatórios** na barra lateral.
- 2 Escolha o formato desejado clicando no botão correspondente (**Exportar Excel**, **Exportar PDF** ou **Exportar CSV**).
- 3 O arquivo será baixado automaticamente para sua pasta de downloads.

10 Usuários — Gerenciando pessoas

Exclusivo para Administradores

CRIAR UM NOVO USUÁRIO

- 1 Clique em **Usuários** na barra lateral (visível apenas para Administradores).
- 2 Clique em **Novo Usuário**.
- 3 Preencha o nome, nome de usuário, e-mail, senha e selecione o **nível de acesso** (Admin, Operador ou Visualizador).
- 4 Clique em **Salvar**. O usuário poderá fazer login imediatamente.

DESATIVAR OU REMOVER UM USUÁRIO

Na lista de usuários, utilize os botões de ação em cada linha para **desativar** (impede login sem excluir) ou **excluir** permanentemente o usuário.



É impossível excluir o último Administrador do sistema. Sempre deve existir ao menos um Admin ativo.

11 Configurações e Sessão

Informações sobre sua conta e sessão atual

A aba **Configurações** exibe informações da sua sessão atual:

- 1 Seu **nome de usuário** e **nível de acesso**.
- 2 O **tempo restante** de sessão (a sessão dura 8 horas; o contador na barra lateral mostra o tempo em minutos).
- 3 Botão **Sair** — encerra sua sessão com segurança.



O botão **Sair** também fica disponível no rodapé da barra lateral esquerda, para acesso rápido a qualquer momento.

12 Perguntas Frequentes

Dúvidas comuns e como resolvê-las

O teste ficou como "Falha" — o que significa?

O serviço não respondeu corretamente. Pode ser que o serviço esteja fora do ar, com lentidão extrema (timeout) ou com um erro interno. Verifique a coluna "Detalhe" em Resultados para ver a mensagem de erro.

Meu histórico sumiu — o que aconteceu?

Os dados ficam salvos no navegador. Se você limpou os dados do navegador (cache, cookies, localStorage) ou usou outro computador/navegador, o histórico local pode não estar disponível neste novo contexto.

Os agendamentos pararam de rodar — por quê?

Os agendamentos funcionam apenas enquanto a aplicação está aberta no navegador. Se a aba foi fechada ou o computador desligado, os testes automáticos ficam em pausa até a próxima vez que o sistema for aberto.

Não consigo ver a aba "Usuários" — por quê?

A aba Usuários é visível e acessível somente para contas com nível **Administrador**. Verifique com o seu administrador se precisa dessa funcionalidade.

O que é "Concorrência"?

É o número de requisições enviadas ao mesmo tempo para o serviço. Com concorrência 1, as requisições vão uma por vez. Com concorrência 5, cinco requisições são enviadas simultaneamente. Isso simula múltiplos usuários acessando o serviço ao mesmo tempo.

O que é "Timeout"?

É o tempo máximo (em segundos) que o sistema aguarda uma resposta do serviço. Se o serviço demorar mais do que esse tempo, a requisição é registrada como falha com motivo "timeout". O padrão é 120 segundos (2 minutos).